


Longa Permanência para hemodiálise

mais conforto para o paciente e tranquilidade para você

Os cateteres de Longa Permanência Joline proporcionam fácil implantação e fixação segura, além de manter uma barreira contra infecções. Preocupada com o conforto do paciente, a Joline oferece o cateter em silicone no formato oval, resistente a dobras e de alta biocompatibilidade. Menor taxa de recirculação e melhor dinâmica de fluxo.



Produzido em silicone macio de alta biocompatibilidade — mais durabilidade.

Conexão macia das extensões para os lúmens, o que proporciona uma melhor dinâmica de fluxo. O modelo achatado da bifurcação com anel de sutura integrado proporciona mais conforto ao paciente.

Resistente a dobras — mantém fluxo sanguíneo constante.

A presença do cuff proporciona fácil implantação e fixação segura — mantém barreira contra infecções.


A ótima localização das saídas arterial e venosa na extremidade distal - redução da taxa de recirculação.

Isento de látex — maior tolerância do paciente às reações de hipersensibilidade.

Conexões luer-lock fabricados em Ultem R — alta resistência.

Kit

Conforto para o paciente e confiança para você.
 O Kit que acompanha os cateteres de Longa Permanência é especialmente dimensionado para proporcionar uma perfeita implantação percutânea, através da técnica de Seldinger modificada. Atendendo às mais rigorosas normas de boas práticas de fabricação de produtos para a saúde, o kit garante funcionalidade e excelentes resultados na implantação.



DISTRIBUIDOR:



único lúmen

CÓDIGO	DIÂMETRO		COMPRIMENTO		PRIMING VOLUME (ml)		ENTREGA
	EXTERNO		TOTAL (cm)	ATÉ O CUFF (cm)	ARTERIAL	VENOSO	
	Fr	mm					
LS10S450	9,6	3,2	45	25	1,16	—	sob encomenda
LS10S470	9,6	3,2	47	30	1,20	—	sob encomenda
LS12S450	12,0	4,0	45	25	1,83	—	sob encomenda
LS12S470	12,0	4,0	47	30	1,90	—	sob encomenda
LS14S450	14,4	4,8	45	25	2,60	—	sob encomenda
LS14S470	14,4	4,8	47	30	2,71	—	sob encomenda
KLS10S450	9,6	3,2	45	25	1,16	—	sob encomenda
KLS10S470	9,6	3,2	47	30	1,20	—	sob encomenda
KLS12S450	12,0	4,0	45	25	1,83	—	sob encomenda
KLS12S470	12,0	4,0	47	30	1,90	—	sob encomenda
KLS14S450	14,4	4,8	45	25	2,60	—	sob encomenda
KLS14S470	14,4	4,8	47	30	2,71	—	sob encomenda

duplo lúmen

CÓDIGO	DIÂMETRO		COMPRIMENTO		PRIMING VOLUME (ml)		ENTREGA
	EXTERNO		TOTAL (cm)	ATÉ O CUFF (cm)	ARTERIAL	VENOSO	
	Fr	mm					
LDS370	≈ 14,5	5,8 x 3,4	37	19	1,51	1,58	sob encomenda
LDS420	≈ 14,5	5,8 x 3,4	42	24	1,67	1,74	sob encomenda
KLDS370	≈ 14,5	5,8 x 3,4	37	19	1,51	1,58	imediate
KLDS420	≈ 14,5	5,8 x 3,4	42	24	1,67	1,74	imediate
KLDS470	≈ 14,5	5,8 x 3,4	47	29	2,83	2,90	imediate



JOLINE GmbH & Co. KG, 72379 Hechingen, Germany

REF | KLDS 370

LOT | 705383

etiqueta adesiva com código de barras
 permite a rastreabilidade do lote do produto

Legenda: K = versão com kit de implantação



uma parceria com foco em você

Confiabilidade, eficiência e soluções customizadas. A JOLINE alta tecnologia e a eficiência alemã à produção de cateteres especiais de altíssima qualidade. Uma empresa de vanguarda que emprega modernas técnicas construtivas em seus produtos e oferta ao mercado sempre as melhores soluções.

E a HTS Tecnologia em Saúde percebe toda esta qualidade. parceira e representante exclusiva JOLINE no Brasil, a HTS possui sempre lançamentos da marca e mantém-se atualizada para oferecer a você, cursos e treinamentos, indicando sempre a melhor utilização para os cateteres.