

## Uricath

cateter uretral para drenagem externa

IMPORTADORA EXCLUSIVA DOS  
PRODUTOS  NO BRASIL

UTAH MEDICAL  
PRODUCTS, INC.



Os cateteres uretrais para drenagem externa URICATH foram criados para fins diagnósticos e terapêuticos em pacientes com transtornos urológicos, que incluem:

coleta de amostra de volume de urina residual, instilação de meio de contraste, alívio de uma obstrução infravesical, drenagem da bexiga, no pós operatório, para monitoramento preciso do volume urinário, para auxiliar o tratamento urinário em pediatria e neonatologia.

Fabricado em 100% silicone - melhor adaptação às vias urinárias do neonato. Elimina a necessidade de reinserções.

Cateter urinário isento de látex — em silicone biocompatível, que garante boa tolerância e minimiza as incrustações.

Conector universal luer lock - possibilita adaptação aos sistemas urinários fechados.

Graduado a cada 01 cm - precisão na mensuração

Radiopaco - melhor visualização e comprovação radiográfica

# Cateter

Conforto e biocompatibilidade na medida certa para os recém nascidos. O cateter para drenagem externa URICATH é especialmente dimensionado para fins diagnósticos e terapêuticos em pacientes que ainda são incapazes de verbalizar suas necessidades.



CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO
4193505	3.5 Fr
4195005	5.0 Fr.
4198005	8.0 Fr.



cateter centimetrado



conexão universal

DISTRIBUIDOR: